

### Erythropoetine (EPO)

#### Beschrijving van de test

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Naam:               | Erythropoetine (EPO) |
| Intern codenummer:  | 9313                 |
| Frequentie:         | 1x per week          |
| Uitvoerend labo:    | VUB Centraal Labo    |
| Antwoordtijd (TAT): | 2 weken              |

#### Afname van het materiaal

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Voorkeur materiaal:          | serum                                                         |
| Volume:                      | 500 µl                                                        |
| Aanvraagformulier:           | <a href="#">Aanvraagformulieren</a>                           |
| Afnameinstructies:           | <a href="#">Afname instructies</a>                            |
| Conditionering & verzending: | Serum bewaren in koelkast tot verzending op kamertemperatuur. |
| Bijaanvraag/stabiliteit:     | 7 dagen                                                       |

#### Analyse

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Analysemethode:        | LAB AZ VUB                                           |
| Domein:                | Verzendingen Scheikunde                              |
| Eenheid:               | U/L                                                  |
| Bijkomende informatie: | Hemolyse en lipemie verwijderen<br>Chemiluminescence |

#### Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen       | Vrouwen      |
|----------|--------------|--------------|
|          | 4.3-29.0 U/L | 4.3-29.0 U/L |

## Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst:

<https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9>

## Laatst gewijzigd op

05-02-2026

Evelien Debaeke

Copyright © 2026 All rights reserved.