

MGMT promoter methylatie

Beschrijving van de test

Naam:	MGMT promoter methylatie
Intern codenummer:	9851
Frequentie:	op aanvraag
Uitvoerend labo:	Centrum Medische Genetica Gent
Antwoordtijd (TAT):	Variabel

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	monster voor PCR onderzoek (DNA)
Volume:	5µg gDNA
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Conditionering & verzending:	Verzending DNA naar UZ Gent voor MGMT promoter methylatie nazicht bij glioblastomen. Zit standaard in NGS hersen panel, maar wordt pas verstuurd na evaluatie van de NGS op aangeven van de wetenschappelijk medewerker of op aanvraag pathologie. Kan eventueel bijgeregistreerd worden bij oude stalen dmv aanvraagcode. Min 5µg (volume = 150/concentratie) in 2ml epje voorzien van etiket van de patiënt, verzenden naar CME Gent, samen met verzendbrief waarop DNA concentratie vermeld staat en aanvraagformulier CME Gent (Moleculair pathologisch onderzoek).
Bijaanvraag/stabiliteit:	Gekoeld verzenden 48

Analyse

Analysemethode:	LAB CMG Gent
Domein:	Next Generation Sequencing

Laatst gewijzigd op

Copyright © 2026 All rights reserved.