

Beschrijving van de test

Differentiatie BAL-vocht

Beschrijving van de test

Naam:	Differentiatie BAL-vocht
Intern codenummer:	526
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke, Campus Tielt
Antwoordtijd (TAT):	max. 48u, indien dringend 4u
Verantwoordelijk bioloog:	Hilde Vandenbussche

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	broncho alveolaire lavage (BAL-vocht)
Toegelaten materiaal:	Analysemethode: Automatische differentiatie door fluorescentie flowcytometrie of manuele differentiatie door microscopie.
Volume:	min. 1 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Het BAL-vocht wordt in een pot met volumegradatie gebracht. Het volume wordt hiervan afgelezen (gebeurt op dienst; resultaat wordt vermeld op aanvraagformulier).
Bijaanvraag/stabiliteit:	4u bij 2°C - 8°C

Analyse

Analysemethode:	Sysmex
Domein:	Hematologie

Laatst gewijzigd op

05-03-2026

Pauline Vercaigne