

Iso-agglutinines

Beschrijving van de test

| | |
|---------------------------|--|
| Naam: | Iso-agglutinines |
| Synoniemen: | Titerbepaling anti-A en anti-B, iso-agglutinines |
| Intern codenummer: | 6012 |
| Frequentie: | dagelijks (weekdagen) |
| Uitvoerend labo: | Campus Rumbeke |
| Antwoordtijd (TAT): | 24u-48u |
| Verantwoordelijk bioloog: | Eline Verhoye |

Afname van het materiaal

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Voorkeur materiaal: | EDTA volbloed |
| Toegelaten materiaal: | EDTA-tube |
| Volume: | 1 EDTA-tube |
| Aanvraagformulier: | Aanvraagformulieren |
| Afnameinstructies: | Afname instructies |
| Bijaanvraag/stabiliteit: | 5 dagen op 2-8°C |

Analyse

| | |
|------------------------|---|
| Analysemethode: | Manuele immunohemato Rumbeke |
| Domein: | Immunohematologie |
| Bijkomende informatie: | Voornaamste indicatie in kader van beenmerg/stamcel transplantatie. |

Laatst gewijzigd op

14-04-2026

Elke Colpaert