

### Cytose Synoviaal vocht

#### Beschrijving van de test

Naam:	Cytose Synoviaal vocht
Synoniemen:	Gewrichtsvocht
Intern codenummer:	550
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Menen,Campus Rumbeke,Campus Tielt,Campus Torhout
Antwoordtijd (TAT):	max. 24u, indien dringend 1u
Verantwoordelijk bioloog:	Hilde Vandenbussche

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	synoviaal vocht op EDTA
Volume:	min. 1 ml
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Conditionering & verzending:	Direct na afname een deel van het vocht overbrengen in een EDTA-buis 0.5 mL vocht toevoegen aan hyaluronidase (zie methoden-sop), dit gebruiken voor telling en cytospin
Bijaanvraag/stabiliteit:	48u

#### Analyse

Analysemethode:	Sysmex
Domein:	Hematologie
Eenheid:	/ $\mu$ L
Bijkomende informatie:	Analysemethode: Fluorescentie flowcytometrie.

#### Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	150 / $\mu$ L	150 / $\mu$ L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 550771 - 550782 B 1000 Cytologisch onderzoek van  
punctievloeistoffen met tellen van de leucocyten en  
leucocytenformule #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

05-03-2026

Pauline Vercaigne