

### Cytose Pleuravocht

#### Beschrijving van de test

Naam:	Cytose Pleuravocht
Intern codenummer:	5403
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Menen,Campus Rumbeke,Campus Tielt
Antwoordtijd (TAT):	max. 24u, indien dringend 1u
Verantwoordelijk bioloog:	Hilde Vandenbussche

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	Pleuravocht op EDTA
Volume:	min. 1 ml
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Conditionering & verzending:	Direct na afname een deel van het vocht overbrengen in een EDTA-buis
Bijaanvraag/stabiliteit:	48u

#### Analyse

Analysemethode:	Sysmex
Domein:	Hematologie
Eenheid:	$\times 10^3/\text{mm}^3$
Bijkomende informatie:	Analysemethode: Fluorescentie flowcytometrie.

#### Tarificatie

Nomenclatuur:	550771 - 550782 B 1000 Cytologisch onderzoek van punktievloeistoffen met tellen van de leucocyten en leucocytenformule #(Maximum 1)
---------------	---

Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

21-05-2026

Jonathan Vanbesien

Copyright © 2026 All rights reserved.