

triglyceriden in ascitesvocht

Beschrijving van de test

Naam:	triglyceriden in ascitesvocht
Intern codenummer:	570
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Menen, Campus Rumbeke, Campus Tielt, Campus Torhout
Antwoordtijd (TAT):	24u
Verantwoordelijk bioloog:	Dieter De Smet

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	ascitesvocht in heparinebuis zonder gel
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Direct na afname een deel van het vocht overbrengen in een heparinebuis zonder gel.
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	mg/dL

Tarificatie

Nomenclatuur:	541376 - 541380 B 70 Dosereren van triglyceriden #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 26/05/2026
---------------	--

Laatst gewijzigd op

04-02-2026

Ineke Debruyne

Copyright © 2026 All rights reserved.