

Aldosteron in urine

Beschrijving van de test

Naam:	Aldosteron in urine
Intern codenummer:	9208
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Algemeen Medisch Labo Antwerpen
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	24-uurs urine op boorzuur
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	De analyse wordt uitgevoerd op een 24u-urine collectie met boorzuur als bewaarmiddel. 3L-verzamelbus en bewaarmiddel ophalen in de ambulante bloedafnames van AZ Delta. Tijdens de collecte moet de urine in de koelkast bewaard worden.
Conditionering & verzending:	Een representatief urinestaal (min. 10 mL) ingevroren verzenden.
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB AML
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	µg/24H

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0.7-17.0 µg/24H

0.7-17.0 µg/24H

Tarificatie

Nomenclatuur: 435514 - 435525 B 600 Doseran van aldosteron #(Maximum 1)
(Cumulregel [322](#), [113](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

18-12-2025

Iut Gheysens

Copyright © 2026 All rights reserved.