

Beschrijving van de test

Dopamine in urine per 24u

Beschrijving van de test

Naam:	Dopamine in urine per 24u
Synoniemen:	Catecholamines in urine
Intern codenummer:	934
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	10 dagen
Verantwoordelijk bioloog:	Dieter De Smet

Afname van het materiaal

Aandachtspunten:	Berekende waarde, voor praktische info: zie respectievelijke analysefiche dopamine in urine
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	Algemeen berekenstation
Domein:	Toxicologie
Eenheid:	µg/24H
Bijkomende informatie:	Berekening

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 1 jaar	0-85 µg/24H	0-85 µg/24H
1 jaar-2 jaar	10-140 µg/24H	10-140 µg/24H
2 jaar-4 jaar	40-260 µg/24H	40-260 µg/24H

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
4 jaar-15 jaar	65-400 µg/24H	65-400 µg/24H
> 15 jaar	52-421 µg/24H	52-421 µg/24H
> 150 jaar	58-461 µg/24H	

Laatst gewijzigd op	
11-02-2026	Cindy Maeren