

Kwik in bloed

Beschrijving van de test

Naam: Kwik in bloed
Frequentie: op aanvraag
Uitvoerend labo: AZ Groeninge Labo Toxicologie
Antwoordtijd (TAT): 4 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal: heparine volbloed zonder gel
Volume: 4 ml
Aanvraagformulier: [Aanvraagformulieren](#)
Afnameinstructies: [Afname instructies](#)
Bijaanvraag/stabiliteit: 7 dagen

Analyse

Analysemethode: LAB AZ Groeninge
Domein: Scheikunde
Eenheid: µg/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	10.0 µg/L	10.0 µg/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 547190 - 547201 B 1200 Dosereren van een zwaar metaal (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige

methode #(Maximum 5)(Diagnoseregel [70](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

20-04-2026

Pauline Herroelen

Copyright © 2026 All rights reserved.