

chylomicronen in pleuravocht

Beschrijving van de test

Naam:	chylomicronen in pleuravocht
Intern codenummer:	9120
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	2 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	pleuravocht in heparinebuis
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Pleuravocht: na afname een deel van het vocht zo snel mogelijk overbrengen in een heparinebuis zonder gel om stolling van het vocht te voorkomen. Bewaring in de koelkast tot verzending op KT
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Scheikunde

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst:	https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z219
-------------	---

Laatst gewijzigd op

20-05-2026

Evelien Debaeke

Copyright © 2026 All rights reserved.