

Flecaïnide

Beschrijving van de test

Naam:	Flecaïnide
Intern codenummer:	9218
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	AZ St.-Jan Labo Hematologie
Antwoordtijd (TAT):	2 weken (dringend 1 dag)

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	heparine plasma zonder gel
Toegelaten materiaal:	EDTA-plasma, serum-zonder gel tube
Volume:	1,2 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Geltubes mogen niet gebruikt worden voor afname.
Conditionering & verzending:	Bewaring tot transport in koelkast. Gekoeld transporteren (2-8°C).
Bijaanvraag/stabiliteit:	3 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB AZ St.-Jan Brugge
Domein:	Immuunfenotypering
Eenheid:	ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	400-800 ng/mL	400-800 ng/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 548052 - 548063 B 350 Doseren van een anti-aritmisch geneesmiddel of van de actieve metaboliet ervan #(Maximum 2)(Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

02-04-2026

Freya Van de Steen

Copyright © 2026 All rights reserved.