

Toll-like receptor functie

Beschrijving van de test

Naam:	Toll-like receptor functie
Intern codenummer:	9829
Frequentie:	1x per 2 maanden
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde Prof. X. Bossuyt
Antwoordtijd (TAT):	2 maanden

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	heparine volbloed zonder gel
Volume:	5 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Bepaling enkel na overleg met een klinisch bioloog! Afname enkel op maandag en het staal (volbloed!) moet op de dag van afname naar het uitvoerend lab verzonden worden.
Conditionering & verzending:	Niet verzenden zonder akkoord klinisch bioloog! Het staal moet op de dag van afname verzonden worden. Contacteer Prof. X. Bossuyt (tel 016 34 70 09) vóór het verzenden van het staal. Stalen uitsluitend op maandag voor 14 uur op het lab UZ Leuven afleveren.
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Scheikunde

Laatst gewijzigd op

03-04-2026

Freya Van de Steen

Copyright © 2026 All rights reserved.