

## Complement AP50 (alternatieve pathway)

### Beschrijving van de test

Naam:	Complement AP50 (alternatieve pathway)
Intern codenummer:	9783
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum op ijs
Volume:	200 µl
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Aandachtspunten:	De tube moet meteen na afname gekoeld worden, plaats de tube in een ijskoker.
Conditionering & verzending:	Serum onmiddellijk invriezen en diepgevroren transporteren naar doorstuurlabo.
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

### Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	%
Bijkomende informatie:	ELISA

### Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	30-113 %	30-113 %

## Tarificatie

Nomenclatuur: 553593 - 553604 B 700 Evaluatie van de alternatieve complementpathway #(Maximum 1) (Diagnoseregel [116](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

07-01-2026

Evelien Debaeke

Copyright © 2026 All rights reserved.