

bijnierschors antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	bijnierschors antistoffen
Intern codenummer:	9160
Frequentie:	1x per week op vrijdag
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	1 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Labo: staal dagelijks centrifuge en serum aliquoteren. Bewaring in de koelkast tot verzending op kamertemperatuur. Geen zwaar gehemolyseerde, lipemische of microbieel gecontamineerde sera sturen.
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Verzendingen Scheikunde

Tarificatie

Nomenclatuur:	555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (Maximum vier organen) #(Maximum 4) Bron: RIZIV website op 26/05/2026
---------------	--

Laatst gewijzigd op

28-01-2026

Evelien Debaeke

Copyright © 2026 All rights reserved.