

Beschrijving van de test

Bofvirus PCR

Beschrijving van de test

Naam:	Bofvirus PCR
Intern codenummer:	9818
Frequentie:	maandag t/m vrijdag
Uitvoerend labo:	AZ St.-Jan Labo Bacteriologie
Antwoordtijd (TAT):	1 week

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	staal nader gespecificeerd
Volume:	800 µl, 1 wisser
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Staal onmiddellijk na afname naar het labo verzenden
	CSV:minstens 1 mL vocht in de goed gesloten, steriele PP-tube gekoeld bewaren (2-8°C).
	Afname thv bovenste luchtwegen: eSwab
	De wisser afbreken en overbrengen in het transportmedium, gekoeld bewaren (2-8°C).
Conditionering & verzending:	CSV of eSwab gekoeld (2-8°C) verzenden, het staal moet het uitvoerend labo bereiken binnen 48u na afname
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB AZ St.-Jan Brugge
Domein:	Verzendingen Microbiologie

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst:	https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z219/Document.aspx
-------------	---

Laatst gewijzigd op

06-02-2026

Saartje Gijbels

Copyright © 2026 All rights reserved.