

calcitonine

Beschrijving van de test

Naam:	calcitonine
Synoniemen:	Thyrocalcitonine
Intern codenummer:	9148
Frequentie:	dagelijks (weekdagen)
Uitvoerend labo:	Algemeen Medisch Labo Antwerpen
Antwoordtijd (TAT):	1 week

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum op ijs
Volume:	750 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Het bloedstaal dient zo snel mogelijk na afname te worden verwerkt. Bij voorkeur gebeurt de bloedafname in het laboratorium.
Conditionering & verzending:	Staal onmiddellijk centrifugeren en het serum diepvrozen bij ontvangst in het labo (ook satelietlabo). Serum ingevroren verzenden.
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB AML
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	ng/L
Bijkomende informatie:	- Tumormarker: diagnostiek en opvolging medullair schildkliercarcinoom. - ECLIA electrochemiluminescentie immunoassay

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	9.5 ng/L	6.4 ng/L

Tarificatie

Nomenclatuur:	559296 - 559300 B 600 Doseran van calcitonine #(Maximum 1)(Cumulregel 118 , 322) Bron: RIZIV website op 26/05/2026
---------------	--

Laatst gewijzigd op

16-12-2025	Evelien Debaeke
------------	-----------------

Copyright © 2026 All rights reserved.