

### Chikungunyavirus IgG & IgM

#### Beschrijving van de test

Naam:	Chikungunyavirus IgG & IgM
Synoniemen:	Chikungunyavirus antistoffen
Intern codenummer:	9305
Frequentie:	1-2x per week
Uitvoerend labo:	Instituut Tropische Geneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Aandachtspunten:	Vermeld land van herkomst, datum start symptomen en datum staalafname op het aanvraagformulier
Conditionering & verzending:	Serum mag op KT opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).
Bijaanvraag/stabiliteit:	24u

#### Analyse

Analysemethode:	LAB ITG
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Bijkomende informatie:	Antilichamen zijn zeer vroeg aantoonbaar in het verloop van de ziekte. In de eerste week na het begin van de koorts kan het virus zelf opgespoord worden met PCR.

#### Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Negatief

Negatief

## Tarificatie

Nomenclatuur: 551250 - 551261 B 500 Opsporen van antilichamen tegen tropische virussen (gele koorts, Dengue, West-Nile, Chikungunya, hemorrhagische koortsvirussen) #(Maximum 5)(Cumulregel [328](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

03-02-2026

Emmanuel De Laere

Copyright © 2026 All rights reserved.