

Anti-desmogleine 1

Beschrijving van de test

Naam:	Anti-desmogleine 1
Synoniemen:	huidantistoffen, DSG1, DSG3
Intern codenummer:	DSG13
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	1 maand

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	Serum
Volume:	100 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Labo: Serum te scheiden van de cellen binnen de 24u na afname, bewaring van het serum op -20 °C.
Conditionering & verzending:	Labo Rumbeke: serum of plasma invriezen tot verzending. Ingevroren verzenden, aangeven op aanvraagformulier ikv diagnose of follow-up.
	Satellietlabo: enkel na het laatste transport het staal centrifugeren en min. 1 mL serum of plasma invriezen, ingevroren meegeven naar labo Rumbeke voor verzending.
Bijaanvraag/stabiliteit:	24u

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	U/ml
Bijkomende informatie:	autoimmunitet, reuma, huidantistoffen

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	14 U/ml	14 U/ml

Tarificatie

Nomenclatuur:

545871 - 545882 B 600 Identificatie van auto-antilichamen tegen de huid antigenen BP180, BP230, DSG,DSG3, collageen VII of envoplakine door immunoassay #(Maximum 4) (Diagnoseregel [151](#), [153](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst:

<https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z219>

Laatst gewijzigd op

06-02-2026

Saartje Gijbels