

Hemoglobine elektroforese (Hb-electro)

Beschrijving van de test

Naam:	Hemoglobine elektroforese (Hb-electro)
Synoniemen:	HbA2 Opsporen screening hemoglobinopathie, oa. thalassemie, hemoglobine S, sikkelcelanemie
Intern codenummer:	9190 (profiel voor hemoglobine elektroforese + bepaling HbA2 en HbF)
Frequentie:	1x per week op vrijdag
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	1 week
Verantwoordelijk bioloog:	Inge De Cuyper

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA volbloed
Volume:	1 buis
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Capillarys Rumbeke
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	%

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	2-3 %	2-3 %

Tarificatie

Nomenclatuur: 540691 - 540702 B 400 Fotometrisch doseren van de A2 hemoglobine op eluaat na electroforetische of chromatografische scheiding #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

07-03-2026

Lien De Keyzer

Copyright © 2026 All rights reserved.