

### HIV 1+2 antistoffen en HIV p24 antigen sneltest

#### Beschrijving van de test

Naam:	HIV 1+2 antistoffen en HIV p24 antigen sneltest
Synoniemen:	Human Immunodeficiency Virus antistoffen HIV1 HIV2 p24
Intern codenummer:	282, 3402
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	24u
Accreditatie:	AZ Delta is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 382-MED.
Verantwoordelijk bioloog:	Dieter De Smet

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Toegelaten materiaal:	serum
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Aandachtspunten:	Collectie post-mortem: afname binnen de 24 uur na overlijden, dus er mogen geen stalen afgenomen worden later dan 24 uur na de laatste hartslag!
Conditionering & verzending:	Reactieve stalen worden doorgestuurd naar een AIDS-referentie laboratorium (ARL Gent) ter bevestiging of uitsluiting van een HIV-infectie.
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

#### Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Scheikunde
Bijkomende informatie:	HIV (of het Humaan ImmunodeficiëntieVirus) is een retrovirus en veroorzaakt het Acquired Immunodeficiency Syndrome,

beter bekend als AIDS. Besmetting gebeurt via besmet bloed en bloedprodukten, via sexueel contact of door moeder-kind besmetting tijdens (of na) de geboorte. Er zijn twee types HIV beschreven: HIV-1 en HIV-2.

Door gelijktijdig zowel de antilichamen tegen HIV-1 en HIV-2, als het HIV-1 p24 antigeen op te sporen, kan een HIV-infectie veel sneller opgespoord worden.

## Tarificatie

Nomenclatuur: 551736 - 551740 B 250 Opzoeken van HIV - antilichamen  
#(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))

Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

08-01-2026

Ann Mistiaen