

Mg in erythrocyten

Beschrijving van de test

Naam:	Mg in erythrocyten
Synoniemen:	magnesium intra-erythrocytair
Intern codenummer:	942
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Algemeen Medisch Labo Antwerpen
Antwoordtijd (TAT):	1 week

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA volbloed
Volume:	2,6 mL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	bloedstaal niet invriezen!
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB AML
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	mmol/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	4.16-6.00 mmol/L	4.16-6.00 mmol/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 540794 - 540805 B 60 Dosereren van magnesium #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst: <https://webshare.zenya.work/npcbyqmdshw9z2l9>

Laatst gewijzigd op

05-02-2026

Evelien Debaeke

Copyright © 2026 All rights reserved.