

### Pregnenolone

#### Beschrijving van de test

Naam:	Pregnenolone
Intern codenummer:	9440
Frequentie:	2x per week
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	1 week

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Toegelaten materiaal:	heparineplasma (met gel) ingevroren
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Conditionering & verzending:	48u stabiel op KT, serum invriezen na centrifugatie om ingevroren te verzenden
Bijaanvraag/stabiliteit:	48u

#### Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	ng/dL
Bijkomende informatie:	Gestegen bij 17 hydroxylase en 3 beta-HSD deficiëntie.

#### Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 1 jaar	13.00-327.00 ng/dL	13.00-327.00 ng/dL
1 jaar-2 jaar	12.00-171.00 ng/dL	12.00-171.00 ng/dL

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
2 jaar-5 jaar	10.00-125.00 ng/dL	15.00-125.00 ng/dL
5 jaar-7 jaar	10.00-156.00 ng/dL	13.00-191.00 ng/dL
7 jaar-10 jaar	13.00-205.00 ng/dL	14.00-150.00 ng/dL
10 jaar-12 jaar	12.00-151.00 ng/dL	15.00-197.00 ng/dL
12 jaar-14 jaar	18.00-170.00 ng/dL	22.00-220.00 ng/dL
14 jaar-16 jaar	17.00-198.00 ng/dL	23.00-214.00 ng/dL
16 jaar-18 jaar	16.00-229.00 ng/dL	22.00-229.00 ng/dL
> 18 jaar	28.00-165.00 ng/dL	17.00-130.00 ng/dL

## Tarificatie

Nomenclatuur: 544972 - 544983 B 700 Dosereren van pregnenolone #(Maximum 1) (Diagnoseregel [145](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

20-05-2026

Evelien Debaeke