

### Renine in bloed

#### Beschrijving van de test

Naam:	Renine in bloed
Synoniemen:	actief renine, angiotensinogenase
Intern codenummer:	919
Frequentie:	1x per week (donderdag)
Uitvoerend labo:	Campus Tielt
Antwoordtijd (TAT):	1 week
Verantwoordelijk bioloog:	An-Sofie Decavele

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA plasma
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Aandachtspunten:	<p>LABO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- De afgenomen stalen mogen NIET bewaard worden IN DE KOELKAST.</li></ul> <p>Bij 2-8°C kunnen, door cryoactivatie van prorenine, vals verhoogde waarden worden bekomen. Daarom dienen de stalen in de afnametubes bewaard te worden bij kamertemperatuur.</p> <p>SATELLIET:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- De tubes worden zo vlug mogelijk bij kamertemperatuur gecentrifugeerd en het plasma snel ingevroren bij -20°C of lager (in 1 aliquot, samen met aldosterone). Aliquots met een volgend transport meegeven naar ardolab in koelhouder voor ingevroren stalen.</li><li>- Plasma mag niet hemolytisch of lipemisch zijn.</li></ul> <p>LABO RUMBEKE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- In diepvries tot volgens transport naar labo Tielt.</li></ul>

Conditionering & verzending:

De afgenomen stalen mogen NIET bewaard worden in de koelkast.

De tubes worden zo vlug mogelijk bij kamertemperatuur gecentrifugeerd en het plasma snel ingevroren bij -20°C of lager (in 1 aliquot, samen met aldosteron). Aliquots met een volgend transport meegeven naar Tielt (satelliet: via Rumbeke) in koelhouder voor ingevroren stalen.

Bijaanvraag/stabiliteit:

Plasma mag niet hemolytisch of lipemisch zijn.  
niet mogelijk

## Analyse

Analysemethode:

Liaison Tielt

Domein:

Scheikunde

Eenheid:

µIU/mL

Bijkomende informatie:

De activiteitsmeting werd verlaten. Het actief Renine wordt voortaan bepaald aan de hand van monoclonale antistoffen. Het is wenselijk om gelijktijdig een 24u-urinecollectie voor natrium, kalium en creatinine uit te voeren.

## Tarificatie

Nomenclatuur:

559193 - 559204 B 500 Doseran van renine #(Maximum 1)(Cumulregel [92](#), [235](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

30-04-2026

Kyra Mommerency