

Sirolimus

Beschrijving van de test

Naam:	Sirolimus
Intern codenummer:	9502
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	24u
Verantwoordelijk bioloog:	Dieter De Smet

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA volbloed
Volume:	350 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Bloedafname: dalspiegel onmiddellijk vóór toediening van de volgende dosis.
Bijaanvraag/stabiliteit:	3 dagen

Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	µg/L
Bijkomende informatie:	Sirolimus is een immunosuppressiva en is geïndiceerd voor de profylaxe van orgaanafstoting bij volwassen patiënten met een laag tot matig immunologisch risico die een niertransplantatie hebben ondergaan. Het wordt aangeraden om Sirolimus in eerste instantie te gebruiken in combinatie met ciclosporine A en corticosteroïden gedurende 2 tot 3 maanden.

Tarificatie

Nomenclatuur:

548413 - 548424 B 600 Doseran van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel [40](#), [227](#)) (Diagnoseregel [46](#), [51](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

17-12-2025

Ineke Debruyne

Copyright © 2026 All rights reserved.