

Clopidogrel resistentie

Beschrijving van de test

Naam:	Clopidogrel resistentie
Synoniemen:	trombocytenaggregatie; bloedplaatjesaggregatie; aggregatie; plaatjes
Intern codenummer:	9429
Frequentie:	Dagelijks op weekdays
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	14 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	citraatbloed stolling
Toegelaten materiaal:	Citraatbuis
Commentaar:	test
Volume:	6 buizen van 2,7mL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Citraattubes NIET centrifugeren Staal binnen 4h na afname analyseren. Het staal moet voor 14h in laboratorium UZG aanwezig zijn.
Bijaanvraag/stabiliteit:	4

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Hematologie

Tarificatie

Nomenclatuur:	554013 - 554024 B 1000 Volledige studie van de trombocytenaggregatie in aanwezigheid van verscheidene
---------------	---

inductoren met continu registreren van aggregatiecurven, ten
minste drie inductoren #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

08-01-2026

Tessa Baert

Copyright © 2026 All rights reserved.