

### plasminogeen

#### Beschrijving van de test

Naam:	plasminogeen
Synoniemen:	fibrinolysine
Intern codenummer:	9789
Frequentie:	1x per 2 weken
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	3weken

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	Citraatplasma
Toegelaten materiaal:	Citraatbuis
Volume:	1 buis
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Aandachtspunten:	Bloedstaal (citraatbuis) zo snel mogelijk naar het labo brengen
Conditionering & verzending:	Labo: plaatjesarm plasma (PPP) bereiden (zie Zenya doc: 027929) en invriezen.
Bijaanvraag/stabiliteit:	3u

#### Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Verzendingen Hematologie
Eenheid:	%
Bijkomende informatie:	<p>Plasminogeen is een pro-enzyme dat gesynthetiseerd wordt in de lever.</p> <p>Plasminogeen is inactief en kan worden omgezet naar het actieve plasmine. Plasmine is een agressief proteolytisch enzyme dat in korte tijd een stolsel kan oplossen. Plasmine is echter weinig specifiek.</p> <p>Constitutionele deficiënties zijn zeldzaam en hun rol in tromboses is onzeker, zelfs als ze homozygoot voorkomen. Verworven deficiënties komen voor bij leverinsufficiëntie en bij</p>

verhoogd intravasculair verbruik van plasminogeen, maar kunnen ook het gevolg zijn van trombolytische behandelingen.

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	80.0-120.0 %	80.0-120.0 %

## Tarificatie

Nomenclatuur: 554470 - 554481 B 200 Doseren van plasminogeen #(Maximum 1) (Diagnoseregel [20](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijslijst: <https://webshare.zenya.work/hpcbyqmdshw9z2l9>

## Laatst gewijzigd op

06-02-2026

Saartje Gijbels