

Lues screen

Beschrijving van de test

Naam:	Lues screen
Synoniemen:	Syfilis screening
Intern codenummer:	SYFSCR
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	24u
Verantwoordelijk bioloog:	Dieter De Smet

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Cobas
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	Index

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	1 Index	1 Index

Tarificatie

Nomenclatuur:

552731 - 552742 B 250 Diagnose van een infectie door
Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek
waarbij een specifiek antigeen wordt gebruikt #(Maximum 1)
(Cumulregel [326](#))
Bron: RIZIV website op 22/03/2026

Laatst gewijzigd op

17-12-2025

Ineke Debruyne

Copyright © 2026 All rights reserved.