

### transcortine

#### Beschrijving van de test

Naam:	transcortine
Synoniemen:	cortisol bindend globuline, cbg
Intern codenummer:	9111
Frequentie:	2x per week
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	1 ml
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Conditionering & verzending:	Staal in de koelkast bewaren voor verzending op kamertemperatuur.
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

#### Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	mg/L
Bijkomende informatie:	radioimmunoassay

Transcortine of Corticosteroid Binding Globuline bindt cortisol in het bloed.

Transcortine is een alpha1-globuline dat gesynthetiseerd wordt in de lever.

Gedurende de zwangerschap en behandeling met oestrogenen verhoogt de conc. aan transcortine in het plasma en dus de bindingscapaciteit voor cortisol.

De conc. aan transcortine is verminderd bij levercirrhose en nefrose.

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	22.0-55.0 mg/L	40.0-154.0 mg/L
	32.0-55.0 mg/L	32.0-55.0 mg/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 434696 - 434700 B 400 Doseren van transcortine #(Maximum 1) (Cumulregel [210](#), [96](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

16-12-2025

Evelien Debaeke