

vitamine C

Beschrijving van de test

Naam:	vitamine C
Synoniemen:	ascorbinezuur
Intern codenummer:	2179
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum op ijs afgeschermd van licht
Volume:	500 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Analyse uitsluitend na overleg met een klinisch bioloog! Afname op ijs, de tube na afname afschermen van licht en onmiddellijk aan het labo bezorgen!
Conditionering & verzending:	Satellietlabo: tube afschermen van licht en na stollen zo snel mogelijk koud centrifugeren en invriezen. Serum ingevroren en afgeschermd van licht verzenden.
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	mg/dL
Bijkomende informatie:	Vitamine C is weinig stabiel. Vals verlaagde waarden kunnen voorkomen bij onvoldoende snelle verwerking.

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.40-1.50 mg/dL	0.40-1.50 mg/dL

Tarificatie

Nomenclatuur:	541553 - 541564 B 200 Doseran van vitamine C #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 26/05/2026
---------------	--

Laatst gewijzigd op

16-12-2025	Evelien Debaeke
------------	-----------------