

West Nile virus PCR

Beschrijving van de test

Naam:	West Nile virus PCR
Intern codenummer:	9745
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Instituut Tropische Geneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	4 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Toegelaten materiaal:	LV (350 µl)
Volume:	1ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	voor stabiele RNA-concentraties moet het serum bij voorkeur onmiddellijk na de bloedafname van de cellen gescheiden worden. Indien dit niet mogelijk is kan het bloedstaal maximum 6 uur bewaard worden op 4°C. Het staal ingevroren verzenden, de transporttijd zo kort mogelijk houden (niet over weekends of feestdagen versturen).
Bijaanvraag/stabiliteit:	24u

Analyse

Analysemethode:	LAB ITG
Domein:	Verzendingen Microbiologie
Bijkomende informatie:	De test wordt enkel uitgevoerd bij patiënten waarvan het serum maximum 7 dagen na het begin van de koorts is genomen. PCR is complementair aan het opsporen van antilichamen tegen het virus. Vermeld land van herkomst, datum start symptomen en datum staalafname op het aanvraagformulier.

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Negatief

Negatief

Laatst gewijzigd op

02-04-2026

Freya Van de Steen

Copyright © 2026 All rights reserved.