

Proteïne S deficiëntie (DNA)

Beschrijving van de test

Naam:	Proteïne S deficiëntie (DNA)
Synoniemen:	Proteïne S (alfa) deficiëntie, erfelijke, hereditaire proteïne S deficiëntie, PS def
Intern codenummer:	9973
Uitvoerend labo:	Centrum Medische Genetica Gent
Antwoordtijd (TAT):	3-4 maanden

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	EDTA volbloed grote tube
Toegelaten materiaal:	EDTA-buis groot
Volume:	2 buizen van 7,5mL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Stalen bewaren bij kamertemperatuur, niet blootstellen aan fel zonlicht. EDTA bloed (2 x 5ml) of minimum 5 µg hoogmoleculair DNA met een concentratie van minstens 25ng/µL en minimaal volume van 50µL. Voor kinderen volstaat 2-5ml EDTA bloed.
Conditionering & verzending:	Staal bewaren en verzenden op KT. Het staal moet 72u na afname toekomen op het uitvoerend labo voor 17u (op vrijdag voor 14u). Klinische inlichtingen verplicht (zie aanvraagformulier CMGG).
Bijaanvraag/stabiliteit:	72u

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Hematologie

Laatst gewijzigd op

03-02-2026

Emmanuel De Laere

Copyright © 2026 All rights reserved.