

Beschrijving van de test

Immuunfenotypering: Lymfocytensubsets BAL

Beschrijving van de test

Naam:	Immuunfenotypering: Lymfocytensubsets BAL
Intern codenummer:	5019
Frequentie:	maandag t/m vrijdag
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	48u
Verantwoordelijk bioloog:	Barbara Depreter

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	staal voor flowcytometrisch onderzoek
Toegelaten materiaal:	BAL
Volume:	200µL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	4u

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie AQUIOS
Domein:	Immuunfenotypering
Bijkomende informatie:	Lymfocytensubsetbepaling wordt uitgevoerd na manuele staalvoorbereiding op de DxFlex cytometer en interpretatie in Kaluza.

Laatst gewijzigd op

25-02-2026

Barbara Depreter