

Beschrijving van de test

Immuunfenotypering: Lymfocytensubsets bij celcollectes

Beschrijving van de test

Naam:	Immuunfenotypering: Lymfocytensubsets bij celcollectes
Intern codenummer:	802
Frequentie:	maandag t/m vrijdag
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	2u
Verantwoordelijk bioloog:	Barbara Depreter

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	staal voor flowcytometrisch onderzoek
Toegelaten materiaal:	EDTA
Volume:	1 EDTA-tube
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	24u

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie AQUIOS
Domein:	Immuunfenotypering
Bijkomende informatie:	Kwantificatie van lymfocytensubsets bij stamcelcollectes/donorlymfocyten infusies (DLI) wordt uitgevoerd na manuele staalvoorbereiding op de DxFlex cytometer of back-up Cytoflex SRT (Analis, Beckman Coulter). Interpretatie gebeurt in Kaluza software.

Laatst gewijzigd op

25-02-2026

Barbara Depreter

