

Beschrijving van de test

KMT2A::MLLT3 fusietranscript (kwantitatieve MRD analyse bij AML)

Beschrijving van de test

Naam:	KMT2A::MLLT3 fusietranscript (kwantitatieve MRD analyse bij AML)
Synoniemen:	FU AML t(9;11)
Intern codenummer:	5609
Frequentie:	1x per 2 weken
Antwoordtijd (TAT):	3 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	monster voor PCR-onderzoek (cDNA)
Toegelaten materiaal:	beenmerg, EDTA-volbloed
Volume:	2..6 mL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Niet afnemen op vrijdagnammidag. Stalen moeten moeten het doorstuurlabo binnen de 24h na afname bereiken.
Bijaanvraag/stabiliteit:	24u

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Hematologie
Eenheid:	%

Laatst gewijzigd op

03-02-2026

Emmanuel De Laere