

Beschrijving van de test

Translocaties ALL (Archer Fusionplex technologie)

Beschrijving van de test

Naam:	Translocaties ALL (Archer Fusionplex technologie)
Synoniemen:	translocaties ALL
Intern codenummer:	9991
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	15 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	monster voor PCR onderzoek (RNA)
Toegelaten materiaal:	EDTA-buis
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Verzendingen Hematologie
Bijkomende informatie:	Met Archer FusionPlex ALL worden alle Phi-like ALL gedeteceerd die men vraagt voor het ALL2G protocol voor de pediatrische patiënten (fusies van ABL1, ABL2, CSF1R en PDGFRB maar géén mutaties).

Laatst gewijzigd op

25-11-2025

Roë Calberson