

### POCT: C-reactive protein (CRP)

#### Beschrijving van de test

Naam:	POCT: C-reactive protein (CRP)
Synoniemen:	CRP point of care test
Intern codenummer:	250p
Frequentie:	bedside test
Uitvoerend labo:	POCT AZDELTA+SAT
Antwoordtijd (TAT):	binnen 5 min na start test
Verantwoordelijk bioloog:	Johan Debrabandere

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	capillair bloed
Volume:	vingerprik druppel
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Aandachtspunten:	POC-toestel: Afinion AZ Delta: Aanvraag en resultaat worden automatisch gestuurd naar HiX Andere: Zie aanvraagformulieren
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

#### Analyse

Analysemethode:	POCT MANUEEL
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	mg/L

#### Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

0-7 mg/L

0-7 mg/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 541052 - 541063 B 100 Doseran van CRP met een immunologische methode #(Maximum 1) (Cumulregel [35](#), [354](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

22-12-2025

Adelheid Commeyne

Copyright © 2026 All rights reserved.