

Prealbumine (transthyretine)

Beschrijving van de test

Naam:	Prealbumine (transthyretine)
Synoniemen:	transthyretine
Intern codenummer:	493
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	1 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Het staal centrifugeren en afpipeteren bij voorkeur 2u na afname. Het staal bewaren in de koelkast tot verzending op KT.
Bijaanvraag/stabiliteit:	Niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	g/L
Bijkomende informatie:	Nefelometrie

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.18-0.38 g/L	0.18-0.38 g/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 540993 - 541004 B 125 Doseren van prealbumine (transthyretine) met een immunologische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

22-12-2025

Robin Loosveld

Copyright © 2026 All rights reserved.