

Beschrijving van de test

Citroenzuur in urine

Beschrijving van de test

Naam:	Citroenzuur in urine
Synoniemen:	Citraat in urine
Intern codenummer:	639
Frequentie:	2x per week
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	1 week

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	24-uurs urine zonder bewaarmiddel
Volume:	1 mL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	De analyse wordt uitgevoerd op 24u-urine
Conditionering & verzending:	Urine bewaren in de koelkast tijdens collectie. In het labo het urinestaal invriezen en ingevroren verzenden.
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Gent
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	g/L
Bijkomende informatie:	OPGELET! Sterk verlaagde concentraties kunnen te wijten zijn aan bacteriële contaminatie.

Laatst gewijzigd op

16-12-2025

Iut Gheysens